

Końcówki do pipet aroject[®] ultra - 100-1000 µl



ratiolab[®]

Końcówki do pipet aroject[®] ultra o poj. 100-1000 µl. Końcówki sterylne. Posiadają filtr. W opakowaniu znajduje się 10 statywów po 60 szt. końcówek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	17 71 000	Końcówki do pipet aroject [®] ultra - z filtrem	100-1000 µl	sterylny	w statywach	10 x 60 szt.

Opis

Końcówki do pipet aroject[®] ultra o poj. 100-1000 µl. Końcówki sterylne. Posiadają filtr. W opakowaniu znajduje się 10 statywów po 60 szt. końcówek.

Przeznaczone m.in. do pipet *ratiopetta[®]*, *Biohit Proline*, *Biohit m-Line*, *Brand Transferpette[®]*, *CappAero*, *Eppendorf Research[®]*, *Eppendorf Reference[®]*, *Finnpipette Digital*, *Finnpipette Focus*, *Gilson Pipetman[®]*, *Gilson Ultra*, *Labmate[®]* i *Socorex Calibra*.

Długość końcówek: 70,10 mm.