



Zakrętki z PP do mikroprobówek - z uszczelką



Polipropylenowe zakrętki z uszczelką z EPDM do mikroprobówek Sarstedt. Możliwość sterylizacji w 121 °C. Do wyboru różne wersje kolorystyczne oraz zestaw zakrętek w 10 kolorach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	J-1701	Zakrętki z PP z uszczelką	bezbarny	65.716	-	500 szt.
	J-1702	Zakrętki z PP z uszczelką	niebieskie	65.716.001	-	500 szt.
	J-1703	Zakrętki z PP z uszczelką	żółte	65.716.002	-	500 szt.
	J-1704	Zakrętki z PP z uszczelką	czerwone	65.716.003	-	500 szt.
	J-1705	Zakrętki z PP z uszczelką	różowe	65.716.004	-	500 szt.
	J-1706	Zakrętki z PP z uszczelką	zielone	65.716.005	-	500 szt.
	J-1707	Zakrętki z PP z uszczelką	pomarańczowe	65.716.006	-	500 szt.
	J-1708	Zakrętki z PP z uszczelką	czarne	65.716.007	-	500 szt.
	J-1709	Zakrętki z PP z uszczelką	fioletowe	65.716.008	-	500 szt.
	J-1710	Zakrętki z PP z uszczelką	brązowy	65.716.009	-	500 szt.
	J-1711	Zakrętki z PP z uszczelką	biały	65.716.022	-	500 szt.
	J-1712	Zakrętki z PP z uszczelką	mix kolorów	65.716.999	100 x 100 szt.	10000 szt.

Opis

Polipropylenowe (PP) zakrętki do mikroprobówek gwintowanych Sarstedt są wyposażone w pierścień uszczelniający z kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM). Zamknięcie typu O-ring zwiększa bezpieczeństwo zamknięcia (szczelność testowane zgodnie z ADR i IATA). Zakrętki są niesterylne, ale można je autoklawować w 121 °C. Produkt posiada certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Zakrętki polipropylenowe dostępne są w wersji bezbarwnej oraz w 10 wariantach kolorystycznych. Oprócz zakrętek w pojedynczych kolorach oferujemy również praktyczny zestaw zawierający zakrętki w 10 kolorach. Pozwalają one na łatwe oznakowanie, identyfikację i organizację mikroprobówek. Kolorowe zakrętki z PP pasują do wszystkich gwintowanych mikroprobówek firmy Sarstedt.