



Zakrętki do mikroprobówek ograniczające objętość



Polipropylenowe zakrętki do mikroprobówek ograniczające pojemność probówki do 100 µl. Zapewniają maksymalny odzysk materiału próbki i bezpieczne przechowywanie najmniejszych objętości. Pasują do [mikroprobówek do małych objętości](#).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	J-1751	Zakrętki ograniczające objętość		bezbarwny	65.710	500 szt.

Opis

Zakrętki do mikroprobówek ograniczające pojemność do 100 µl zostały wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Stosowane do bezpiecznego przechowywania nawet najmniejszych objętości. Gwarantują maksymalny odzysk materiału próbki. Żebrowana powierzchnia ścianek zapewnia maksymalną przyczepność. Produkt posiada certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Kompatybilne z [mikroprobówkami z PP do małych objętości firmy Sarstedt](#).