



## Termometr cyfrowy z dwoma zewnętrznymi czujnikami bezprzewodowymi

Termometr cyfrowy idealny do stosowania gdy wymagana jest jednoczesna kontrola temperatury w dwóch miejscach. Urządzenie wskazuje temperaturę rejestrowaną przez dwa zewnętrzne, bezprzewodowe czujniki oraz przez jednostkę główną. Z możliwością zaprogramowania różnych temperatur minimalnych i maksymalnych dla każdego czujnika - po ich przekroczeniu uruchamia się alarm. Posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

W zestawie



L-0058

Termometr cyfrowy

z dwoma zewnętrznymi czujnikami bezprzewodowymi

### Opis

Termometr cyfrowy idealny do stosowania gdy wymagana jest jednoczesna kontrola temperatury w dwóch miejscach. Urządzenie wskazuje temperaturę rejestrowaną przez dwa zewnętrzne, bezprzewodowe czujniki oraz przez jednostkę główną. Z możliwością zaprogramowania różnych temperatur minimalnych i maksymalnych dla każdego czujnika - po ich przekroczeniu uruchamia się alarm. Posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD.

#### Dane techniczne:

**Zakres pomiaru temperatury:** 0-60°C (jednostka główna) oraz -40 do 60°C (czujniki zewnętrzne).

**Rozdzielczość:** 0,1°C.

**Maksymalny zasięg:** 60 m, 433 MHz.

**Częstotliwość aktualizacji pomiarów:** co 60 sekund.

**Zasilanie:** 4 baterie AAA (jednostka główna), 2 baterie AAA (czujniki zewnętrzne).

**Wymiary:** 11,6 x 2,4 x 12,6 cm (jednostka główna), 4,5 x 2,0 x 11,0 cm (czujnik zewnętrzny).