



## Pipety automatyczne 8-kanalowe lub 12-kanalowe serii Sartorius Biohit mLine

**SARTORIUS**

mLine Biohit to unikalne połączenie dokładności i łatwości pipetowania. Są lekkie, ergonomiczne i wygodne w użytkowaniu. Odporne na promieniowanie UV oraz w całości autoklawowalne. Posiadają płynną regulację objętości i mechanizm blokujący, który zapobiega przed przypadkowym przestawieniem objętości. Trwałe oznaczenie barwne na urządzeniu ułatwia wybór odpowiednich końcówek, a duże cyfry wskaźnika objętości uniemożliwiają pomyłkę przy ustawianiu żądanej pojemności.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Nr producenta
	K-3834	Pipeta automatyczna 8-kanalowa Sartorius Biohit mLine	0,5-10 µl	0,01 µl	725120
	K-3835	Pipeta automatyczna 8-kanalowa Sartorius Biohit mLine	5-100 µl	0,10 µl	725130
	K-3836	Pipeta automatyczna 8-kanalowa Sartorius Biohit mLine	30-300 µl	0,20 µl	725140
	K-3837	Pipeta automatyczna 12-kanalowa Sartorius Biohit mLine	0,5-10 µl	0,01 µl	725220
	K-3838	Pipeta automatyczna 12-kanalowa Sartorius Biohit mLine	5-100 µl	0,10 µl	725230
	K-3839	Pipeta automatyczna 12-kanalowa Sartorius Biohit mLine	30-300 µl	0,20 µl	725240

### Opis

mLine Biohit to unikalne połączenie dokładności i łatwości pipetowania. Są lekkie, ergonomiczne i wygodne w użytkowaniu. Odporne na promieniowanie UV oraz w całości autoklawowalne. Posiadają płynną regulację objętości i mechanizm blokujący, który zapobiega przed przypadkowym przestawieniem objętości. Trwałe oznaczenie barwne na urządzeniu ułatwia wybór odpowiednich końcówek, a duże cyfry wskaźnika objętości uniemożliwiają pomyłkę przy ustawianiu żądanej pojemności. Mechanizm ładowania Opti Load umożliwia idealne dopasowanie końcówek oraz szybki i łatwy ich rzut. Wyposażone w filtry Safe Cone, zapobiegające zanieczyszczeniu zarówno urządzenia, jak i próbki. Wyposażone także w unikalny zrzutnik filtrów. Posiadają deklarację zgodności CE. Gwarancja 24 miesiące.

[Informacje na temat precyzji i dokładności pipet Proline \[tutaj\]](#)