



## Pipety szklane do OB - z zakrętką do S-Monovette<sup>®</sup> ESR - bez skali



Pipety z zamontowaną wkładką tłokową. Do użytku z probówko-strzykawkami S-Monovette<sup>®</sup> ESR firmy Sarstedt. Razem tworzą połączony system bezpiecznego pobierania i sedymentacji krwi.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                            | Szt./Op. | Nr producenta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------|---------------|
|  | J-5916  | Pipety szklane do OB - bez skali | 100 szt. | 86.1996       |

### Opis

Pipety z zamontowaną wkładką tłokową. Do użytku z [probówko-strzykawkami S-Monovette<sup>®</sup> ESR](#) firmy Sarstedt. Wraz z nimi tworzą połączony system bezpiecznego pobierania i sedymentacji krwi. Napełnianie odbywa się bez pęcherzyków. Zamknięcie zabezpieczające w pipecie do OB zapobiega wyciekowi krwi. Nie posiadają skali.

Produkt posiada certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).