



Pipety do OB - z zakrętką do S-Monovette[®] ESR - ze skalą



Pipety z zamontowaną wkładką tłokową. Do użytku z probówko-strzykawkami S-Monovette[®] ESR firmy Sarstedt – razem tworzą połączony system bezpiecznego pobierania i sedymentacji krwi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5917	Pipety do OB - ze skalą	100 szt.	86.1996.062

Opis

Pipety z zamontowaną wkładką tłokową. Do użytku z [probówko-strzykawkami S-Monovette[®] ESR firmy Sarstedt \(05.1079, 05.1079.001\)](#). Wraz z nimi tworzą połączony system bezpiecznego pobierania i sedymentacji krwi. Napełnianie odbywa się bez pęcherzyków. Zamknięcie zabezpieczające w pipecie do OB zapobiega wyciekowi krwi. Posiadają naniesioną skalę, wykonane z tworzywa sztucznego.

Produkt posiada certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).