



Pipety automatyczne Tacta - jednokanałowe

SARTORIUS

Tacta to doskonale dopasowujące się do dłoni, ergonomiczne pipety mechaniczne. Są perfekcyjnie wyważone. Zapewniają wysoki komfort w pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji uchwytu. Mała siła pipetowania i wyrzutu końcówek redukuje ryzyko zwyrodnień rąk powodowanych pipetowaniem. Unikalny system Sartorius Optilock zapewnia łatwość przestawiania i blokowania objętości. Autoklawowalne w całości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co	Nr producenta
	K-3901	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	0,3-3 µl	0,002 µl	729010
	K-3902	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	1-10 µl	0,01 µl	729020
	K-3903	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	2-20 µl	0,02 µl	729030
	K-3904	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	10-100 µl	0,1 µl	729050
	K-3905	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	20-200 µl	0,2 µl	729060
	K-3906	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	100-1000 µl	1 µl	729070
	K-3907	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	500-5000 µl	5 µl	729080
	K-3908	Pipeta automatyczna jednokanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	1000-10000 µl	10 µl	729090

Opis

Tacta to doskonale dopasowujące się do dłoni, ergonomiczne pipety mechaniczne. Są perfekcyjnie wyważone. Zapewniają wysoki komfort w pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji uchwytu. Mała siła pipetowania i wyrzutu końcówek redukuje ryzyko zwyrodnień rąk powodowanych pipetowaniem. Unikalny system Sartorius Optilock zapewnia łatwość przestawiania i blokowania objętości. Kontrolowany i delikatny zrzut końcówki zapewnia nowa technologia Sartorius Optiject. Adjustacja kalibracji zabezpiecza dokładne wyniki dla różnych rodzajów cieczy. Łatwe czyszczenie, tylko 3 części do rozmontowania. Wiarygodne wyniki, nawet przy długich seriach pipetowania. Pipety są kodowane kolorami odpowiednio do kompatybilnych końcówek. **Tacta może być także autoklawowana w całości** (bez konieczności demontażu). Gwarancja 24 miesiące.

[Dodatkowe informacje i dane techniczne - Sartorius.](#)