



Pipety automatyczne Tacta - wielokanałowe

SARTORIUS

Tacta to doskonale dopasowujące się do dłoni, ergonomiczne pipety mechaniczne. Są perfekcyjnie wyważone. Zapewniają wysoki komfort w pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji uchwytu. Mała siła pipetowania i wyrzutu końcówek redukuje ryzyko zwyrodnień rąk powodowanych pipetowaniem. Unikalny system Sartorius Optilock zapewnia łatwość przestawiania i blokowania objętości. Autoklawowalne w całości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co	Nr producenta
	K-3911	Pipeta automatyczna 8-kanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	0,5-10 µl	0,01 µl	729120
	K-3912	Pipeta automatyczna 8-kanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	5-100 µl	0,1 µl	729130
	K-3913	Pipeta automatyczna 8-kanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	30-300 µl	0,2 µl	729140
	K-3914	Pipeta automatyczna 12-kanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	0,5-10 µl	0,01 µl	729220
	K-3915	Pipeta automatyczna 12-kanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	5-100 µl	0,1 µl	729230
	K-3916	Pipeta automatyczna 12-kanałowa o regulowanej objętości serii Tacta	30-300 µl	0,2 µl	729220

Opis

Tacta to doskonale dopasowujące się do dłoni, ergonomiczne pipety mechaniczne. Są perfekcyjnie wyważone. Zapewniają wysoki komfort w pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji uchwytu. Mała siła pipetowania i wyrzutu końcówek redukuje ryzyko zwyrodnień rąk powodowanych pipetowaniem. Unikalny system Sartorius Optilock zapewnia łatwość przestawiania i blokowania objętości. Kontrolowany i delikatny zrzut końcówki zapewnia nowa technologia Sartorius Optiject. Adjustacja kalibracji zabezpiecza dokładne wyniki dla różnych rodzajów cieczy. Łatwe czyszczenie, tylko 3 części do rozmontowania. Wiarygodne wyniki, nawet przy długich seriach pipetowania. Pipety są kodowane kolorami odpowiednio do kompatybilnych końcówek. **Tacta może być także autoklawowana w całości** (bez konieczności demontażu). Gwarancja 24 miesiące.

[Dodatkowe informacje i dane techniczne - Sartorius.](#)