



Pipety elektroniczne jednokanałowe Sartorius Biohit eLine

SARTORIUS

Pipety jednokanałowe serii eLine są niezwykle dokładne i precyzyjne. Wbudowany kontroler błędów gwarantuje rzetelne wyniki, a elektroniczne działanie pipety zapewnia ulepszoną szybkość i powtarzalność pipetowania, nawet gdy wykonują je różni użytkownicy. Pipeta posiada czytelny wyświetlacz i wygodną klawiaturę ułatwiającą pracę. Urządzenie przystosowane jest dla osób prawo- i leworęcznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Nr producenta
	K-4010	Pipeta elektroniczna jednokanałowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	0,1-5 µl	0,05 µl	730010
	K-4011	Pipeta elektroniczna jednokanałowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	0,1-5 µl	0,05 µl	730011
	K-3800	Pipeta elektroniczna jednokanałowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	0,2-10 µl	0,05 µl	730020
	K-3801	Pipeta elektroniczna jednokanałowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	0,2-10 µl	0,05 µl	730021
	K-3802	Pipeta elektroniczna jednokanałowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	5-120 µl	0,50 µl	730040
	K-3803	Pipeta elektroniczna jednokanałowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	5-120 µl	0,50 µl	730041
	K-3804	Pipeta elektroniczna jednokanałowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	10-300 µl	1,00 µl	730060
	K-3805	Pipeta elektroniczna jednokanałowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	10-300 µl	1,00 µl	730061
	K-3806	Pipeta elektroniczna jednokanałowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	50-1000 µl	5,00 µl	730080
	K-3807	Pipeta elektroniczna jednokanałowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	50-1000 µl	5,00 µl	730081
	K-3808	Pipeta elektroniczna jednokanałowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	100-5000 µl	10,0 µl	730100
	K-3809	Pipeta elektroniczna jednokanałowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	100-5000 µl	10,0 µl	730101

Opis

Pipety jednokanałowe serii eLine są niezwykle dokładne i precyzyjne. Wbudowany kontroler błędów gwarantuje rzetelne wyniki, a elektroniczne działanie pipety zapewnia ulepszoną szybkość i powtarzalność pipetowania, nawet gdy wykonują je różni użytkownicy. Pipeta posiada czytelny wyświetlacz i wygodną klawiaturę ułatwiającą pracę. Urządzenie przystosowane

jest dla osób prawo- i leworęcznych. Posiada elektroniczny zrzut końcówek, za pomocą jednego przycisku. Kolorowy kod ułatwia wybór odpowiedniej końcówki. Wymienne filtry Safe-Cone uniemożliwiają zanieczyszczenie zarówno próbek, jak i pipety. Urządzenie pozwala na pipetowanie w czasie ładowania. Kołnierz wyrzutnika, stożek końcówki i tłok są autoklawowalne. Gwarancja 24 miesiące.

Pipeta dostępna jest w wersji bez adaptera ładującego (należy dokupić adapter uniwersalny) lub w wersji z adapterem.

[Dodatkowe informacje i dane techniczne -Sartorius.](#)