



Pipety elektroniczne 8-kanalowe lub 12-kanalowe Sartorius Biohit eLine

SARTORIUS

Pipety serii eLine są niezwykle dokładne i precyzyjne. Wbudowany kontroler błędów gwarantuje rzetelne wyniki, a elektroniczne działanie pipety zapewnia ulepszoną powtarzalność pipetowania, nawet gdy wykonują je różni użytkownicy. Pipeta posiada czytelny wyświetlacz i wygodną klawiaturę ułatwiającą pracę. Urządzenie przystosowane jest dla osób prawo- i leworęcznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Nr producenta
	K-3810	Pipeta elektroniczna 8-kanalowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	0,2-10 µl	0,05 µl	730320
	K-3811	Pipeta elektroniczna 8-kanalowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	0,2-10 µl	0,05 µl	730321
	K-3812	Pipeta elektroniczna 8-kanalowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	5-120 µl	0,50 µl	730340
	K-3813	Pipeta elektroniczna 8-kanalowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	5-120 µl	0,50 µl	730341
	K-3814	Pipeta elektroniczna 8-kanalowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	10-300 µl	1,00 µl	730360
	K-3815	Pipeta elektroniczna 8-kanalowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	10-300 µl	1,00 µl	730361
	K-3816	Pipeta elektroniczna 8-kanalowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	50-1200 µl	5,00 µl	730390
	K-3817	Pipeta elektroniczna 8-kanalowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	50-1200 µl	5,00 µl	730391
	K-3818	Pipeta elektroniczna 12-kanalowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	0,2-10 µl	0,05 µl	730420
	K-3819	Pipeta elektroniczna 12-kanalowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	0,2-10 µl	0,05 µl	730421
	K-3820	Pipeta elektroniczna 12-kanalowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	5-120 µl	0,50 µl	730440
	K-3821	Pipeta elektroniczna 12-kanalowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	5-120 µl	0,50 µl	730441
	K-3822	Pipeta elektroniczna 12-kanalowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	10-300 µl	1,00 µl	730460
	K-3823	Pipeta elektroniczna 12-kanalowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	10-300 µl	1,00 µl	730461
	K-3824	Pipeta elektroniczna 12-kanalowa Sartorius Biohit eLine bez adaptera	50-1200 µl	5,00 µl	730490
	K-3825	Pipeta elektroniczna 12-kanalowa Sartorius Biohit eLine z adapterem	50-1200 µl	5,00 µl	730491

Opis

Pipety serii eLine są niezwykle dokładne i precyzyjne. Wbudowany kontroler błędów gwarantuje rzetelne wyniki, a elektroniczne działanie pipety zapewnia ulepszoną powtarzalność pipetowania, nawet gdy wykonują je różni użytkownicy. Pipeta posiada czytelny wyświetlacz i wygodną klawiaturę ułatwiającą pracę. Urządzenie przystosowane jest dla osób prawo- i leworęcznych. Posiada elektroniczny zrzut końcówek, za pomocą jednego przycisku. Kolorowy kod ułatwia wybór odpowiedniej końcówki. Obrotowa dolna część pipety ułatwia dozowanie w różnych położeniach. Urządzenie pozwala na pipetowanie w czasie ładowania. Wymienne filtry Safe-Cone uniemożliwiają zanieczyszczenie zarówno próbek, jak i pipety. Kołnierz wyrzutnika, stożek końcówki i tłok są autoklawowalne. Gwarancja 24 miesiące.

Pipeta dostępna jest w wersji bez adaptera ładującego (należy dokupić adapter uniwersalny) lub w wersji z adapterem.

[Dodatkowe informacje i dane techniczne -Sartorius.](#)