



Probówko-strzykawki S-Monovette® Formalin



Probówko-strzykawki S-Monovette® Formalin do zamkniętego systemu dozowania formaliny firmy Sarstedt. Umożliwiają wolne od zanieczyszczeń utrwalenie tkanek bez styczności użytkownika z formaliną.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5923	Probówko-strzykawki S-Monovette® Formalin	z etykietą	9,0 ml	16 x 92 mm	niesterylne	50 szt.	09.1704.001
	J-5927	Probówko-strzykawki S-Monovette® Formalin	z etykietą	25,00 ml	25 x 97 mm	niesterylne	50 szt.	09.1705.001

Opis

Probówko-strzykawki S-Monovette® Formalin do zamkniętego systemu dozowania formaliny firmy Sarstedt. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka zmienia się w probówkę ze świeżą próżnią. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie ilości formaliny do wielkości próbki. S-Monovette® Formalin umożliwiają wolne od zanieczyszczeń utrwalenie tkanek bez styczności użytkownika z formaliną. Produkt posiada certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).