




Probówki Salivette[®] Cortisol z wacikiem syntetycznym



Probówki Salivette[®] Cortisol firmy Sarstedt są przeznaczone do łatwego i higienicznego pobierania próbek śliny. Wyposażone w wacik syntetyczny umożliwiający wysoki odzysk kortyzolu z próbki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. próbki (śr. x dł.)	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5993	Probówki stożkowodenne Salivette [®] Cortisol	16,8 x 84 mm	niesterylne	100 szt.	51.1534.500

Opis

Probówki Salivette[®] Cortisol zostały opracowane do oznaczania stężenia kortyzolu w ślinie. Kortyzol jest jednym z najważniejszych analitów, który można oznaczyć na podstawie analizy płwociny. Zastosowany w Salivette[®] Cortisol biokompatybilny wacik syntetyczny umożliwi odzysk na poziomie niemal 100% niezależnie stężenia kortyzolu, objętości pobranej próbki śliny i zastosowanej metody pomiaru. Wacik jest stabilny pod względem wymiarów. Wyróżnia się bardzo dobrą chłonnością i niemal całkowitym uwolnieniem śliny w zalecanych warunkach wirowania (1000 x g przez 2 min w temperaturze 20°C).

Probówki z wykonane z PP z niebieską zatyczką wykonaną z LDPE. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).