




## Zbiorniki z PS na odczynniki do pipet 12-kanalowych - Concenttrack

Zbiorniki z PS na odczynniki do pipet 12-kanalowych. Niesterylne. Pakowane indywidualnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Poj. dołka	Wymiary	Szt./Op.
	6115	Zbiorniki z PS na odczynniki do pipet 12-kanalowych	48 ml	4 ml	143 x 104 x 20 mm	100 szt.

### Opis

Zbiorniki z PS na odczynniki do pipet 12-kanalowych. Niesterylne. Pakowane indywidualnie.

**Wymiary (dł. x szer. wys.):** 143 x 104 x 20 mm.