



Stacja do przechowywania Sharkfin™



Moduły stacji Sharkfin™ wykonane są z przezroczystego ABS i posiadają antypoślizgowe gumowe stopki. Dzięki zaczepom istnieje możliwość indywidualnego rozbudowania i ustawienia stacji roboczej według własnych preferencji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.	Szt./Op.
	B-4080	Stacja Sharkfin™ do przechowywania pipet - komplet	-	3 szt.
	B-4081	Statyw Sharkfin™ na pudełka (na końcówki pipet)	257 x 179 x 159 mm	1 szt.
	B-4082	Podwójny zasobnik Sharkfin™	259 x 264 x 177 mm	1 szt.
	B-4083	Stojak Sharkfin™ na pipety	257 x 114 x 194 mm	1 szt.

Opis

Moduły stacji Sharkfin™ wykonane są z przezroczystego ABS i posiadają antypoślizgowe gumowe stopki. Dzięki zaczepom istnieje możliwość indywidualnego rozbudowania i ustawienia stacji roboczej według własnych preferencji.

Elementy stacji Sharkfin™:

- **statyw na pudełka z końcówkami do pipet B-4081** – przeznaczony do przechowywania jednego lub dwóch pudełek z końcówkami ustawionymi pod kątem 10°. Oba miejsca posiadają wystarczająco dużo przestrzeni by pokrywy pudełek pozostały otwarte.
- **podwójny zasobnik B-4082** – pojemnik posiada wieko na zawiasach ułatwiające napełnianie, jak i wyjmowanie końcówek do pipet, naczyń reakcyjnych lub innych akcesoriów.
- **stojak na pipety B-4083** – stojak przystosowany na dwie mikropipety (wszystkich standardowych marek). Uchwyty w stojaku ustawione są pod kątem w celu łatwiejszego zdejmowania pipet. Szerokość górnego uchwytu wynosi 29 mm, a dolnego 20 mm.