



**Uchwyt na jedną pipetę Sartorius Biohit serii
mLine i Proline Plus**

SARTORIUS

Uchwyt do przymocowania do blatu lub półki, na 1 pipetę Biohit. Pasuje do pipet serii mLine i Proline Plus.

Miniatura



Nr-art.

K-4005

Nazwa

Uchwyt na jedną pipetę Sartorius Biohit serii mLine i Proline Plus

Nr producenta

725610

Opis

Uchwyt do przymocowania do blatu lub półki, na 1 pipetę Biohit. Pasuje do pipet serii mLine i Proline Plus.