



Butelki odbiorcze do filtracji próżniowej rapid Filtermax



Butelki odbiorcze do systemu filtracji próżniowej rapid Filtermax. Przeznaczone dla objętości 150 ml, 250 ml, 500 ml oraz 1000 ml. Kwadratowa forma zajmuje mniej przestrzeni i jest trudna do przewrócenia podczas filtrowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Poj. butelki	Wymiary	Stopień czystości Szt./Op.	Nr producenta
	B-5002	Butelki odbiorcze do filtracji próżniowej rapid Filtermax	GL45	150 ml	93 x 93 x 63 mm	sterylny 24 szt.	99157
	B-5005	Butelki odbiorcze do filtracji próżniowej rapid Filtermax	GL45	250 ml	93 x 93 x 87 mm	sterylny 24 szt.	99257
	B-5008	Butelki odbiorcze do filtracji próżniowej rapid Filtermax	GL45	500 ml	93 x 93 x 121 mm	sterylny 36 szt.	99507
	B-5011	Butelki odbiorcze do filtracji próżniowej rapid Filtermax	GL45	1000 ml	111 x 111 x 160 mm	sterylny 20 szt.	99957

Opis

Butelki odbiorcze do systemu filtracji próżniowej rapid Filtermax. Przeznaczone dla objętości 150 ml, 250 ml, 500 ml oraz 1000 ml. Wykonane z PS. Kwadratowa forma zajmuje mniej przestrzeni od okrągłych butelek, przechowuje media wydajniej i jest trudna do przewrócenia podczas filtrowania. Dzięki dołączonym nakrętkom, po przeprowadzeniu filtracji, butelki mogą służyć do przechowywania roztworów. Produkty sterylizowane promieniami gamma, wolne od pirogenów, RNA DNA, RNaz, DNaz. Pakowane indywidualnie

W ofercie posiadamy również [nasadki filtrujące](#) z zestawu oraz całe [zestawy](#) do filtracji próżniowej rapid Filtermax.