



Stojaki na pipety Transferpette[®]



Stojaki na pipety Transferpette[®] firmy Brand. Ergonomiczne i wygodne, zapewniają bezpieczne przechowywanie pipet.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-5006	Statyw na 3 pipety Transferpette [®]	703203
	K-5007	Statyw ścienny na 3 pipety Transferpette [®]	703210
	K-5008	Statyw na 6 (2x3) pipet Transferpette [®]	703208

Opis

Stojaki na pipety Transferpette[®] firmy Brand. Ergonomiczne i wygodne, zapewniają bezpieczne przechowywanie pipet.

Uwaga: statyw ścienny nie nadaje się do pipet Transferpette[®] 2 ml i 0,5-5 ml.

Na zdjęciu od lewej: statyw na 3 pipety, statyw ścienny, statyw na 6 pipet.