



Statyw na 6 pipet Transferpette[®] S



Obrotowy statyw, mogący pomieścić 6 pipet Transferpette[®] S firmy Brand. Pasuje także do pipet wielokanałowych. Pozwala zaoszczędzić miejsce w laboratorium i umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie pipet.

Miniatura



Nr-art.

K-5001

Nazwa

Statyw karuzelowy na 6 pipet Transferpette[®] S

Nr producenta

704805

Opis

Obrotowy statyw, mogący pomieścić 6 pipet Transferpette[®] S firmy Brand. Pasuje także do pipet wielokanałowych. Pozwala zaoszczędzić miejsce w laboratorium i umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie pipet.