



Trójstanowiskowy statyw ładujący do pipet Transferpette[®] Electronic



Statyw ładujący na pipety Transferpette[®] Electronic, z podłączeniem do sieci, umożliwiającym ładowanie urządzeń.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Nr producenta



K-5004

Trójstanowiskowy statyw ładujący do pipet Transferpette[®] Electronic

705390

Opis

Statyw ładujący na pipety Transferpette[®] Electronic, z podłączeniem do sieci, umożliwiającym ładowanie urządzeń.