



Statyw karuzelowy na pipety Eppendorf Reference 2

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Wygodny, ergonomiczny statyw obrotowy na pipety zapewnia porządek w miejscu pracy. Przeznaczony specjalnie do pipet Eppendorf Reference 2. Może pomieścić 6 pipet.

Miniatura



Nr-art.

K-2510

Nazwa

Statyw karuzelowy na pipety Eppendorf Reference 2

Nr producenta

4923 000.009

Opis

Wygodny, ergonomiczny statyw obrotowy na pipety zapewnia porządek w miejscu pracy. Przeznaczony specjalnie do pipet Eppendorf Reference 2. Może pomieścić 6 pipet.