



Statyw ładujący do Multipette stream[®] i Xstream[®]

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Praktyczny statyw, umożliwiający wygodne przechowywanie i jednoczesne ładowanie dozowników Multipette stream[®] i Multipette Xstream[®].

Miniatura



Nr-art.

K-9559

Nazwa

Statyw ładujący do Multipette stream[®] i Xstream[®]

Nr producenta

4880 000.018

Opis

Praktyczny statyw, umożliwiający wygodne przechowywanie i jednoczesne ładowanie dozowników Multipette stream[®] i Multipette Xstream[®].