



Uchwyt na pipety Eppendorf do mocowania na ścianie

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Praktyczny, ergonomiczny uchwyt pozwala na łatwe i szybkie odnalezienie potrzebnej pipety. Zapewnia porządek w laboratorium oraz zajmuje niewiele miejsca. Mocowanie za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

Miniatura



Nr-art.

K-0030

Nazwa

Uchwyt na pipety Eppendorf do mocowania na ścianie

Nr producenta

3115 000.020

Szt./Op.

1 szt.

Opis

Praktyczny, ergonomiczny uchwyt pozwala na łatwe i szybkie odnalezienie potrzebnej pipety. Zapewnia porządek w laboratorium oraz zajmuje niewiele miejsca. Mocowanie za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej.

Uwaga – nie pasuje do pipet Reference 2.