



Gruszka do pipet Peleus



Gruszka do pipet z czerwonej gumy. Łatwa w obsłudze. Silnie ssąca. Z trzema zaworami: zawór A - wypuszczanie powietrza, zawór S - zasysanie cieczy, zawór E - spuszczenie cieczy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na pipety
	3-1488	Gruszka do pipet Peleus z krótkim trzonkiem	do 10 ml
	3-1489	Gruszka do pipet Peleus z długim trzonkiem	do 100 ml

Opis

Gruszka do pipet z czerwonej gumy. Łatwa w obsłudze. Silnie ssąca. Z trzema zaworami: zawór A - wypuszczanie powietrza, zawór S - zasysanie cieczy, zawór E - spuszczenie cieczy.

[3-1488] Model do pipet jedno- i wielomiarowych o pojemności do 10 ml

[3-1489] o długości: 152 mm, do pipet o \varnothing do 9 mm, (pipet jedno- i wielomiarowych do 100 ml)