




## Gruszki gumowe - jasnoniebieskie - 3 ml



Smoczki gumowe do pipet w kolorze niebieskim. Opakowanie zawiera 24 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr. wew.	Szt./Op.
	HS20629B	Gruszki gumowe do pipet	jasnoniebieskie	3 ml	7 mm	24 szt.

### Opis

Smoczki do pipet wykonane z gumy w kolorze jasnoniebieskim. Przeznaczone m.in. do szklanych pipet Pasteura.

**Pojemność:** 3 ml.

**Średnica wew. otworu:** 7 mm.

**Średnica zewnętrzna:** 20 mm.

**Długość:** 40 mm.

Opakowanie zawiera 24 szt.