



Statyw obrotowy na 6 pipet HTL



Statyw obrotowy, zaprojektowany do przechowywania 6 pipet HTL. Pasuje do wszystkich pipet jednokanałowych HTL, z wyjątkiem LM 5000, DV/D 5000, LM 10000 i DV/D 10000.

Miniatura



Nr-art.

B-4003

Nazwa

Statyw obrotowy na 6 pipet HTL

Nr producenta

5484

Opis

Statyw obrotowy, zaprojektowany do przechowywania 6 pipet HTL. Pasuje do wszystkich pipet jednokanałowych HTL, z wyjątkiem LM 5000, DV/D 5000, LM 10000 i DV/D 10000.

Kompatybilny także z pipetami innych producentów: Brand Transferpette S, CappAero, Finnpipette F1, Gilson Pipetman Neo, Gilson Pipetman Ultra, Rainin Classic, Rainin PipetLite, Socorex Accura.