



Stojak na 1 pipetę wielokanałową Finnpipette F1/F2 (Thermo Scientific)

thermo**scientific**

Zapewnia wygodę i bezpieczeństwo przechowywania pipety wielokanałowej serii Finnpipette F1 bądź F2. Solidnie skonstruowany.

Miniatura



Nr-art.

K-0037

Nazwa

Stojak na 1 pipetę wielokanałową Finnpipette F1/F2

Nr producenta

9420390

Opis

Zapewnia wygodę i bezpieczeństwo przechowywania pipety wielokanałowej serii Finnpipette F1 bądź F2. Solidnie skonstruowany.