



## Stojak na 6 pipet Finnpiquette F1/F2

thermo**scientific**

Statyw Finnpiquette F-Stand firmy Thermo Scientific zapewnia wygodę i bezpieczeństwo przechowywania do 6 pipet. Solidnie skonstruowany. Pasują do niego zarówno jedno- jak i wielokanałowe pipety serii Finnpiquette F1 i F2.

Miniatura



Nr-art.

K-0036

Nazwa

Stojak na 6 pipet Finnpiquette F1/F2

Nr producenta

9420400

### Opis

Liniowy statyw Finnpiquette F-Stand umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie maksymalnie 6 pipet. Solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Pasują do niego zarówno jedno- jak i wielokanałowe pipety serii Finnpiquette F1 i F2.