







## Pompki do pipet

Pompka do pipet zapewnia sprawną i wygodną pracę z cieczami w laboratorium. Umożliwia precyzyjne zasysanie medium oraz szybkie opróżnianie pipety, a elastyczny kołnier z gwintowanym mankietem gwarantuje bezpieczne mocowanie pipet szklanych i z tworzywa sztucznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	B-4440	Pompka do pipet do 0,2 ml	żółty
	6-2300	Pompka do pipet do 2 ml	niebieski
	6-2301	Pompka do pipet do 10 ml	zielony
	6-2302	Pompka do pipet do 25 ml	czerwony

### Opis

Pompka do pipet została zaprojektowana z myślą o sprawnej i precyzyjnej pracy laboratoryjnej. Zasysanie medium odbywa się poprzez obrót małego pokrętła, które utrzymuje się w wybranej pozycji, co ułatwia kontrolę pracy. Szybkie opróżnienie pipety jest możliwe dzięki zastosowaniu wygodnej dźwigni. Miękki, elastyczny kołnier z gwintowanym mankietem zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie pipet szklanych oraz pipet z tworzywa sztucznego.