



## Przyrządy do pipetowania za pomocą kapilar

**HIRSCHMANN**<sup>®</sup>

Przyrząd pomocny przy opróżnianiu jednorazowych kapilarnych pipet. Posiada bańkę wykonaną z gumy. Opakowanie zawiera 2 szt.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Pojemność

Szt./Op.



B-0179

Przyrządy do pipetowania za pomocą kapilar

0,5-100 µl

2 szt.

### Opis

Przyrząd pomocny przy opróżnianiu jednorazowych kapilarnych pipet. Posiada bańkę wykonaną z gumy. Opakowanie zawiera 2 szt.