



Smoczek do szklanych pipet Pasteura



Smoczki do szklanych pipet Pasteura. Wykonane z naturalnego kauczuku. Przezroczyste.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Szt./Op.
	B-1100	Gumowy smoczek do pipet	kauczuk naturalny/lateks	1,8 ml	1 szt.

Opis

Smoczki do szklanych pipet Pasteura. Wykonane z naturalnego kauczuku. Przezroczyste.

Pojemność bańki ssącej: 1,8 ml.

Średnica otworu: 5 mm.