



Ośmiokanałowe pipety jednorazowego użytku

Za pomocą tej ośmiokanałowej pipety można przeprowadzać pipetowanie bez użycia końcówek do pipet czy pipetorów. Pobieranie próbek lub napełnianie płytek mikrotitracyjnych odbywa się bez większego nakładu pracy. W każdym kanale zmieści się 600 µl substancji. Pipety wykonane są z przezroczystego LDPE. Nie mogą być autoklawowane. Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	7-4900	8-kanałowe pipety jednorazowego użytku, niesterylne	25 szt.
	7-4901	8-kanałowe pipety jednorazowego użytku, sterylne	100 szt.

Opis

Za pomocą tej ośmiokanałowej pipety można przeprowadzać pipetowanie bez użycia końcówek do pipet czy pipetorów. Pobieranie próbek lub napełnianie płytek mikrotitracyjnych odbywa się bez większego nakładu pracy. W każdym kanale zmieści się 600 µl substancji. Pipety wykonane są z przezroczystego LDPE. Nie mogą być autoklawowane. Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej.