




Końcówki do pipet - sterylne - w pudełkach - 10-1250 µl

BIOLOGIX[®]

Sterylnie końcówki do pipet automatycznych. Wykonane z polipropylenu. Oferowane w pudełkach po 96 szt. (100 szt. dla modelu 1000 µl). Końcówki 10 µl i 200 µl posiadają znaczniki pojemności, dodatkowo wersja 200 µl posiada fazowane zakończenie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Ilość	Szt./Op.
	B-0746	Końcówki do pipet w pudełkach	10 µl	bezbarwny	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.
	B-0747	Końcówki do pipet w pudełkach	200 µl	żółte	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.
	B-0748	Końcówki do pipet w pudełkach	1000 µl	niebieskie	sterylny	6 x 100 szt.	600 szt.
	B-0749	Końcówki do pipet w pudełkach	1250 µl	bezbarwny	sterylny	6 x 96 szt.	576 szt.

Opis

Sterylnie końcówki do pipet automatycznych. Wykonane z polipropylenu. Oferowane w pudełkach po 96 szt. (100 szt. dla modelu 1000 µl). Końcówki 10 µl i 200 µl posiadają znaczniki pojemności, dodatkowo wersja 200 µl posiada fazowane zakończenie. Każde pudełko jest indywidualnie zapakowane, co usprawnia wykorzystanie końcówek w dłuższym okresie czasu. Pasują do większości popularnych modeli pipet. Wolne od RNaz, DNaz i pirogenów. Autoklawowalne.