



Ekonomiczne pipety mikrolitrowe o zmiennej pojemności

Solidne, dokładne i precyzyjne pipety automatyczne. Regulowana objętość. Wyposażone w czytelny wskaźnik ustawionej objętości. Lekkie i wygodne w użytkowaniu. Posiadają wyrzutnik końcówek. Łatwe w konserwacji i kalibracji. Posiadają znak CE oraz spełniają normę ISO9001.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Dokładność	Powtarzalność
	L-0030	Ekonomiczna pipeta mikrolitrowa o zmiennej pojemności 0,2-2 µl		± 15,0-2,0%	≤ 10,0-1,0%
	L-0031	Ekonomiczna pipeta mikrolitrowa o zmiennej pojemności 1-10 µl		± 4,0-1,2%	≤ 2,0-0,7%
	L-0032	Ekonomiczna pipeta mikrolitrowa o zmiennej pojemności 2-20 µl		± 3,0-1,0%	≤ 2,0-0,6%
	L-0033	Ekonomiczna pipeta mikrolitrowa o zmiennej pojemności 5-50 µl		± 2,0-1,0%	≤ 1,5-0,5%
	L-0034	Ekonomiczna pipeta mikrolitrowa o zmiennej pojemności 10-100 µl		± 2,0-1,0%	≤ 0,8-0,4%
	L-0035	Ekonomiczna pipeta mikrolitrowa o zmiennej pojemności 20-200 µl		± 2,0-1,0%	≤ 1,0-0,4%
	L-0036	Ekonomiczna pipeta mikrolitrowa o zmiennej pojemności 100-1000 µl		± 1,5-1,0%	≤ 0,6-0,3%
	L-0037	Ekonomiczna pipeta mikrolitrowa o zmiennej pojemności 1000-5000 µl		± 1,5-0,8%	≤ 0,6-0,3%
	L-0038	Ekonomiczna pipeta mikrolitrowa o zmiennej pojemności 1000-10000 µl		± 4,0-0,8%	≤ 1,0-0,3%

Opis

Solidne, dokładne i precyzyjne pipety automatyczne. Regulowana objętość. Wyposażone w czytelny wskaźnik ustawionej objętości. Lekkie i wygodne w użytkowaniu. Posiadają wyrzutnik końcówek. Łatwe w konserwacji i kalibracji. Posiadają znak CE oraz spełniają normę ISO9001.

Pasują do nich końcówki typu Eppendorf, Starlab, Peqlab. Niekompatybilne z końcówkami typu Gilson i HTL.