



Butelka do biuret - przezroczysta - poj. 2 l

ISOLAB
 Laborgeräte GmbH

Przezroczysta butelka ze szkła borokrzemowego 3.3 o pojemności 2 litrów. Ze szlifem NS 29/32. Przeznaczona do biuret Pelleta, jak i biuret elektronicznych. Specjalny kształt zapewnia stabilną pozycję biurety bez konieczności stosowania dodatkowych statywów lub uchwytów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Szlif
	L-1297	Szklana butelka do biuret	2000 ml	160 x 200 mm	przezroczysta	NS 29/32

Opis

Butelka o pojemności 2000 ml, ze szlifowaną wewnątrz szyjką NS 29/32 wykonana z przezroczystego szkła borokrzemowego 3.3. Stabilna i wytrzymała, przeznaczona do użytku laboratoryjnego. Można ją zamknąć odpowiednim [korkiem ze szlifem NS 29/32](#). Wykorzystywana jako rezerwuuar oraz podstawa pod odpowiednio dobraną biuretę Pelleta lub elektroniczną.