









Końcówki do pipet TipOne®

Uniwersalne końcówki TipOne® do pipet, z podziałką. W wersji sterylnej lub niesterylnej. Wolne od DNaz, RNaz, DNA i pirogenów. Dostępne w worku, w statywach oraz we wkładach uzupełniających do statywów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Pakowane
	S1111-3000	Końcówki do pipet TipOne® - ze znacznikami	0,1-10 µl	czerwony	niesterylny	worek	1000 szt.
	S1111-3700	Końcówki do pipet TipOne® - ze znacznikami	0,1-10 µl	czerwony	niesterylny	wkłady uzupełniające	10 x 96 szt.
	S1110-3700	Końcówki do pipet TipOne® - ze znacznikami	0,1-10/20 µl	czerwony	niesterylny	wkłady uzupełniające	10 x 96 szt.
	S1113-1700	Końcówki do pipet UltraPoint® TipOne® - ze znacznikami	1-200 µl	żółty	niesterylny	wkłady uzupełniające	10 x 96 szt.
	S1113-1810	Końcówki do pipet UltraPoint® TipOne® - ze znacznikami	1-200 µl	żółty	sterylny	statywy	10 x 96 szt.
	S1111-6810	Końcówki do pipet TipOne® - ze znacznikami	100-1000 µl	niebieski	sterylny	statywy	10 x 96 szt.

Opis

Uniwersalne końcówki TipOne® do pipet, z podziałką. Sterylne lub niesterylne. Wolne od DNaz, RNaz, DNA i pirogenów. Oznaczone kodem barwnym umożliwiającym szybką i łatwą identyfikację. Kołnierzyk końcówki zapewnia uniwersalne dopasowanie. Kompatybilność końcówek TipOne® z powszechnie dostępnymi pipetami można sprawdzić na stronie producenta - [\[tutaj\]](#).

Dodatkowo wariant **UltraPoint®** o wyjątkowo cienkich ściankach na zakończeniu, ułatwiają pobieranie próbki do ostatniej kropli, minimalizując straty.

Dostępne w wersji w worku, w statywach oraz we wkładach uzupełniających do statywów.

W ofercie posiadamy również [uniwersalne końcówki z filtrem](#).

Końcówki S1111-6810 i S1113-1810 w promocyjnej cenie mają przekroczony termin ważności.