



Oryginalne końcówki do pipet Thermo Scientific, Finntip Flex - Refill

thermo**scientific**

Kończówki do pipet firmy Thermo Scientific. Idealnie uszczelniają się na trzonie pipety, zapewniając maksimum dokładności i precyzji pipetowania. Mięka nasadka końcówek typu Flex pozwala zmniejszyć siłę potrzebną do jej nałożenia i zrzucenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-9498	Kończówki Finntip Flex 10 Refill Starter Kit	0,2-10 µl	33 mm	94060116	1 pudełko x 96 szt. + 20 wkładów x 96 szt. = 2016 szt.
	K-9499	Kończówki Finntip 10 Refill Kit	0,2-10 µl	33 mm	94060117	20 wkładów x 96 szt. = 1920 szt.
	K-9500	Kończówki Finntip Flex 200 Refill Starter Kit	1-200 µl	60 mm	94060316	1 pudełko x 96 szt. + 20 wkładów x 96 szt. = 2016 szt.
	K-9501	Kończówki Finntip Flex 200 Refill Kit1-200 µl		60 mm	94060317	20 wkładów x 96 szt. = 1920 szt.
	K-9502	Kończówki Finntip Flex 300 Refill Starter Kit	5-300 µl	61,5 mm	94060516	1 pudełko x 96 szt. + 20 wkładów x 96 szt. = 2016 szt.
	K-9503	Kończówki Finntip Flex 300 Refill Kit5-300 µl		61,5 mm	94060517	20 wkładów x 96 szt. = 1920 szt.
	K-9504	Kończówki Finntip Flex 1000 Refill Starter Kit	50-1000 µl	87 mm	94060716	1 pudełko x 96 szt. + 16 wkładów x 96 szt. = 1632 szt.
	K-9505	Kończówki Finntip Flex 1000 Refill Kit	50-1000 µl	87 mm	94060717	16 wkładów x 96 szt. = 1536 szt.
	K-9506	Kończówki Finntip Flex 1200 Refill Starter Kit	50-1200 µl	87 mm	94060816	1 pudełko x 96 szt. + 16 wkładów x 96 szt. = 1632 szt.
	K-9507	Kończówki Finntip Flex 1200 Refill Kit	50-1200 µl	87 mm	94060817	16 wkładów x 96 szt. = 1536 szt.

Opis

Kończówki do pipet firmy Thermo Scientific. Idealnie uszczelniają się na trzonie pipety, zapewniając maksimum dokładności i precyzji pipetowania. Mięka nasadka końcówek typu Flex pozwala zmniejszyć siłę potrzebną do jej nałożenia i zrzucenia.

Dostępne w dwóch rodzajach opakowań:

Refill Starter Kit – zestaw wymiennych tacek z końcówkami **wraz z pudełkiem**, w którym można bezpośrednio umieszczać poszczególne tacki,

Refill Kit/Refill Pack – zestaw wymiennych tacek z końcówkami – **nie zawiera pudełka.**