



Naczynka wagowe jednorazowego użytku, niebieskie

Elastyczne naczynka wagowe neoChoice z antystatycznego polistyrenu (PS), odporne na temperaturę do 82°C. Przeznaczone do cieczy i ciał stałych. Dostępne w trzech pojemnościach, pakowane po 100 sztuk. Wykonane z niebieskiego tworzywa, idealne do jednorazowego użytku w laboratoriach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Wymiary	Szt./Op.
	1-1130	Naczynka wagowe	niebieskie	7 ml	41 x 41 x 8 mm	100 szt.
	1-1131	Naczynka wagowe	niebieskie	100 ml	89 x 89 x 25 mm	100 szt.
	1-1132	Naczynka wagowe	niebieskie	250 ml	140 x 140 x 25 mm	100 szt.

Opis

Naczynka wagowe neoChoice w kolorze niebieskim zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnym dozowaniu i ważeniu próbek w warunkach laboratoryjnych. Wykonane z **antystatycznego polistyrenu (PS)**, wykazują **odporność termiczną do 82°C** oraz elastyczność. Ich właściwości antystatyczne ograniczają przywieranie cząstek, co jest szczególnie istotne przy pracy z drobnymi proszkami, materiałami higroskopijnymi lub aktywnymi elektrostatycznie.

Dzięki prostokątnemu kształtowi i prostej krawędzi naczynka można łatwo układać w stosy, co usprawnia organizację stanowiska pracy. Naczynka nie są jałowe i przeznaczone są do jednorazowego użytku w laboratoriach analitycznych, kontrolnych i dydaktycznych.

Dostępne są warianty o pojemność **7 ml** – o wymiarach **41 x 41 x 8 mm**, **100 ml** o wymiarach **89 x 89 x 25 mm** oraz o pojemności **250 ml** i wymiarach **140 x 140 x 22 mm**.

Każdy wariant pakowany jest po **100 sztuk**.