



Naczynka wagowe jednorazowego użytku, czarne

Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Wykonane z PS. Kolor czarny. Podczas ważenia jasnego proszku można z łatwością rozpoznać czy w naczynku pozostały resztki substancji ważonej. Odporne na temperatury do +70°C. Antystatyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Wymiary	Szt./Op.
	B-3314	Naczynka wagowe	czarne	7 ml	41 x 41 x 8 mm	100 szt.
	B-3315	Naczynka wagowe	czarne	100 ml	89 x 89 x 25 mm	100 szt.
	B-3316	Naczynka wagowe	czarne	250 ml	140 x 140 x 25 mm	100 szt.

Opis

Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Wykonane z PS. Kolor czarny. Podczas ważenia jasnego proszku można z łatwością rozpoznać czy w naczynku pozostały resztki substancji ważonej. Odporne na temperatury do +70°C. Antystatyczne.

Dostarczane w 3 rozmiarach:

Rozmiar I: 41 x 41 x wys. 8 mm.

Rozmiar II: 89 x 89 x wys. 25 mm.

Rozmiar III: 140 x 140 x wys. 25 mm.