





## Naczynka wagowe jednorazowego użytku



Wykonane z PS. Stabilna konstrukcja umożliwia zastosowanie naczynek także do cieczy. Odporne na temperatury do +60°C. Prostokątny kształt. Jedna strona zakończona jest dzióbkiem ułatwiającym wylanie lub wysypanie substancji ważonej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	1-1136	Naczynka wagowe	56 x 41 x 8 mm	250 szt.
	1-1137	Naczynka wagowe	133 x 88 x 25 mm	250 szt.

### Opis

Wykonane z PS. Stabilna konstrukcja umożliwia zastosowanie naczynek także do cieczy. Odporne na temperatury do +60°C. Prostokątny kształt. Jedna strona zakończona jest dzióbkiem ułatwiającym wylanie lub wysypanie substancji ważonej.