



## Kolby płaskodenne

**ISOLAB**  
 Laborgeräte GmbH

Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO 1773 i DIN 12348. Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szyjka z zaokrąglonym kołnierzem. Sześć wariantów pojemności od 50 ml do 2 litrów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1147	Kolba płaskodenna	50 ml	51 mm	90 mm
	S-1148	Kolba płaskodenna	100 ml	64 mm	105 mm
	S-1149	Kolba płaskodenna	250 ml	85 mm	138 mm
	S-1150	Kolba płaskodenna	500 ml	105 mm	163 mm
	S-1151	Kolba płaskodenna	1000 ml	131 mm	190 mm
	S-1152	Kolba płaskodenna	2000 ml	166 mm	230 mm

### Opis

Kolby kuliste z płaskim dnem wykonano ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO 1773 i DIN 12348. Oznaczenia na ściance naniesione emalią koloru białego. Grube ścianki i lekko wywinięty wzmocniony brzeg zapobiegają stłuczeniu. Solidna podstawa zapewnia kolbie dużą stabilność.