



## Kolby płaskodenne ze szlifem

**ISOLAB**  
 Laborgeräte GmbH

Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą DIN 4797. Oznaczenia naniesione emalią w kolorze białym. Szyjka ze wzmocnionym kołnierzem i szlifem zgodnym z ISO 383.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1165	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 14/23	50 ml	51 mm	100 mm
	S-1166	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 19/26	50 ml	51 mm	100 mm
	S-1167	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 24/29	50 ml	51 mm	100 mm
	S-1168	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 29/32	50 ml	51 mm	100 mm
	S-1169	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 14/23	100 ml	64 mm	110 mm
	S-1170	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 19/26	100 ml	64 mm	110 mm
	S-1171	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 24/29	100 ml	64 mm	110 mm
	S-1172	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 29/32	100 ml	64 mm	110 mm
	S-1173	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 19/26	250 ml	85 mm	140 mm
	S-1174	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 24/29	250 ml	85 mm	140 mm
	S-1175	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 29/32	250 ml	85 mm	140 mm
	S-1176	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 24/29	500 ml	105 mm	170 mm
	S-1177	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 29/32	500 ml	105 mm	170 mm
	S-1178	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 24/29	1000 ml	131 mm	200 mm
	S-1179	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 29/32	1000 ml	131 mm	200 mm
	S-1180	Kolba płaskodenna ze szlifem	NS 29/32	2000 ml	166 mm	250 mm

## Opis

Kolby płaskodenne wykonano ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą DIN EN ISO 4797. Gruba ściana, i wzmocniony brzeg zapobiegają stłuczeniu. Solidne płaskie dno zapewnia kolbie dużą stabilność. Idealnie oszlifowane szyjki NS z gładkim wnętrzem gwarantują doskonałą szczelność zamknięcia. Oznaczenia na kolbie wykonano białą emalią.

Szkło z którego wykonano produkt charakteryzuje się niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, a tym samym wysoką odporność na szok termiczny. Jest bardzo odporne na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych.