



Pojemnik z akcesoriami do ważenia

Najpotrzebniejsze akcesoria do ważenia umieszczone w praktycznym pojemniku.

Miniatura



Nr-art.

1-7224

Nazwa

Pojemnik z akcesoriami do ważenia

Opis

Najpotrzebniejsze akcesoria do ważenia umieszczone w praktycznym pojemniku.

Przeźroczysty pojemnik posiada 6 przegródek i zawiera następujące elementy:

- Okrągłe szalki aluminiowe, poj. 28 ml, Ø 64 mm, 100 szt.,
- Jednorazowe naczynka wagowe niebieskie, poj. 7 ml, wymiary: 41 x 41 x 8 mm, 100 szt.,
- Jednorazowe naczynka wagowe przeźroczyste, wymiary: 56 x 41 x 8 mm, 250 szt.,
- Jednorazowe naczynka wagowe przeźroczyste, sześciokątne, poj. 8 ml, szer. 45 mm, 250 szt.,
- Pędzelek wagowy, Ø 5 mm, 1 szt.

Pojemnik posiada przykrywkę oraz klips zamykający.

Wkład z przegródkami jest mocno osadzony na spodzie pojemnika, ale istnieje możliwość jego wyjęcia.

Wymiary zewnętrzne pojemnika: 24 x 20 x 8,5 cm (dł. x szer. x wys.).