



Zestaw łyżek pomiarowych

Zestaw łyżek pomiarowych ze stali szlachetnej. Możliwość różnorodnego zastosowania w laboratorium: do dodawania lub porcjowania cieczy i proszków wszelkiego rodzaju. Solidna, szybka pomoc przy odważaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Szt./Op.
	1-7030	Zestaw łyżek pomiarowych	stal szlachetna	zestaw 4 szt.

Opis

Zestaw łyżek pomiarowych ze stali szlachetnej. Możliwość różnorodnego zastosowania w laboratorium: do dodawania lub porcjowania cieczy i proszków wszelkiego rodzaju. Solidna, szybka pomoc przy odważaniu.

Długość łyżek: 127 mm.

Ciężar: 32 g.

Pojemności łyżek: 1 ml, 2,5 ml, 5 ml i 15 ml.