



## Zestaw zakrzywionych łopatek do proszku - 4-częściowy

Łopatki z zagłębieniami z chromowo-niklowej stali szlachetnej. Nadają się do bezpiecznego przenoszenia najmniejszych ilości substancji, także w najwęższe naczynia. Posiadają bezpieczny i wygodny do trzymania uchwyt z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

Miniatura



Nr-art.

2-6605

Nazwa

Zestaw zakrzywionych łopatek do proszku - 4-częściowy

### Opis

Łopatki z zagłębieniami z chromowo-niklowej stali szlachetnej. Nadają się do bezpiecznego przenoszenia najmniejszych ilości substancji, także w najwęższe naczynia. Posiadają bezpieczny i wygodny do trzymania uchwyt z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

**Długość całkowita:** 150 mm.

**Zestaw składa się z 4 łopatek o długości ostrza:** 45 mm i szerokościach: 3 mm, 4 mm, 5 mm i 6 mm.