



Kolby okrągłodenne

ISOLAB
 Laborgeräte GmbH

Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO 1773. Oznaczenia naniesione emalią w kolorze białym. Szyjka z zaokrąglonym, wzmocnionym brzegiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1156	Kolba okrągłodenne	50 ml	51 mm	95 mm
	S-1157	Kolba okrągłodenne	100 ml	64 mm	110 mm
	S-1158	Kolba okrągłodenne	250 ml	85 mm	143 mm
	S-1159	Kolba okrągłodenne	500 ml	105 mm	168 mm
	S-1160	Kolba okrągłodenne	1000 ml	131 mm	200 mm
	S-1161	Kolba okrągłodenne	2000 ml	166 mm	240 mm

Opis

Kolby kuliste wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO 1773. Długa szyjka zakończona lekko wywiniętym brzegiem. Oznaczenia naniesione emalią w kolorze białym. Grube ścianki i wzmocniony rant zapobiegają łatwemu stłuczeniu. Sześć wariantów pojemności od 50 ml do 2 litrów.