



Pędzelki wagowe

Szpiczasty kształt. Delikatne włosie. Przeznaczone do usuwania pozostałości pyłu i proszku z naczynek wagowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-7215	Pędzelek wagowy, Ø 5 mm
	1-7216	Pędzelek wagowy, Ø 10 mm
	1-7214	Pędzelek wagowy, Ø 15 mm
	1-7212	Zestaw pędzelków wagowych - 3 sztuki (Ø 5, 10 i 15 mm)

Opis

Szpiczasty kształt. Delikatne włosie. Przeznaczone do usuwania pozostałości pyłu i proszku z naczynek wagowych.

Długość całkowita: ok. 110 mm.