



Czasomierz Time Tracker™



Czasomierz, który ubarwi każde laboratorium. Emituje światło o określonej barwie w zależności od czasu, jaki pozostał do zakończenia odliczania (zielone – ponad połowa zadanego czasu, żółte – pozostała mniej niż połowa zadanego czasu, czerwone – ustawiony czas upłynął). Umożliwia kontrolowanie czasu, jaki pozostał do zakończenia procesu nawet z większej odległości.

Miniatura



Nr-art.

L-1311

Nazwa

Czasomierz Time Tracker™

Model

panel i wyświetlacz od góry

Opis

Czasomierz, który ubarwi każde laboratorium. Emituje światło o określonej barwie w zależności od czasu, jaki pozostał do zakończenia odliczania (zielone – ponad połowa zadanego czasu, żółte – pozostała mniej niż połowa zadanego czasu, czerwone – ustawiony czas upłynął). Umożliwia kontrolowanie czasu, jaki pozostał do zakończenia procesu nawet z większej odległości. Wyposażony w czytelny, dwuliniowy wyświetlacz LCD (wysokość znaków: 8 mm). Możliwość łatwego programowania czasu i wyboru jednego z sześciu różnych alarmów dźwiękowych sprawia, że sprawdzi się w każdym laboratorium.

Wymiary modelu L-1311 (śr. x wys.): 85 x 190 mm.