



Pipety wielokanałowe HTL Discovery Pro, zmienna objętość



Ergonomiczne, niezawodne pipety, zapewniające wysoką dokładność i powtarzalność pipetowania (mechanizm pipety izolowany termicznie). Dostosowane do kształtu dłoni, z podpórką na palec. Nie wymagają dużej siły do zrzucania końcówek. W całości autoklawowalne, odporne na sterylizację promieniowaniem UV. Nastawienie i blokada pojemności za pomocą jednego, wygodnego pokręćła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	B-0038	Pipeta HTL Discovery Pro, 8-kanałowa DP8-10	0,5-10 µl	4951
	B-0039	Pipeta HTL Discovery Pro, 12-kanałowa DP12-10	0,5-10 µl	4955
	B-0040	Pipeta HTL Discovery Pro, 8-kanałowa DP8-50	5-50 µl	4952
	B-0041	Pipeta HTL Discovery Pro, 12-kanałowa DP12-50	5-50 µl	4956
	B-0042	Pipeta HTL Discovery Pro, 8-kanałowa DP8-200	20-200 µl	4953
	B-0043	Pipeta HTL Discovery Pro, 12-kanałowa DP12-200	20-200 µl	4957
	B-0044	Pipeta HTL Discovery Pro, 8-kanałowa DP8-300	50-300 µl	4954
	B-0045	Pipeta HTL Discovery Pro, 12-kanałowa DP12-300	50-300 µl	4958

Opis

Ergonomiczne, niezawodne pipety, zapewniające wysoką dokładność i powtarzalność pipetowania (mechanizm pipety izolowany termicznie). Dostosowane do kształtu dłoni, z podpórką na palec. Nie wymagają dużej siły do zrzucania końcówek. W całości autoklawowalne, odporne na sterylizację promieniowaniem UV. Nastawienie i blokada pojemności za pomocą jednego, wygodnego pokręćła. Nowoczesna konstrukcja licznika umożliwia szybkie nastawianie żądanej pojemności. Obrotowa dolna część pipety pozwala na pipetowanie w różnych położeniach. Specjalny system uszczelki zapewnia min. 60 tysięcy cykli pipetowań. Wyposażone w sekwencyjny wyrzutnik, pozwalający zredukować siłę potrzebną do zrzucenia końcówek. Mechanizm „aktywnych trzonów” pozwala na idealne dopasowanie końcówek i wyeliminowanie ich blokowania się na pipecie. Łatwa rekaliibracja i czyszczenie.