



Pipety wielokanałowe HTL Discovery Comfort, zmienna objętość



Pipety gwarantujące dokładność, precyzję i bezpieczeństwo pracy. Specjalna blokada zapobiega przypadkowej zmianie nastawionej objętości. Dwie możliwości nastawiania objętości - pokrętkiem bądź przyciskiem pipetowania. Odporne na sterylizację za pomocą promieniowania UV oraz w pełni autoklawowalne (bez konieczności rekalkibracji po każdym cyklu autoklawowania).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	B-0060	Pipeta Discovery Comfort 8-kanałowa, DV8-10	0,5-10 µl	5121
	B-0062	Pipeta Discovery Comfort 8-kanałowa, DV8-50	5-50 µl	5122
	B-0064	Pipeta Discovery Comfort 8-kanałowa, DV8-200	20-200 µl	5123
	B-0066	Pipeta Discovery Comfort 8-kanałowa, DV8-300	50-300 µl	5124
	B-0061	Pipeta Discovery Comfort 12-kanałowa, DV12-10	0,5-10 µl	5125
	B-0063	Pipeta Discovery Comfort 12-kanałowa, DV12-50	5-50 µl	5126
	B-0065	Pipeta Discovery Comfort 12-kanałowa, DV12-200	20-200 µl	5127
	B-0067	Pipeta Discovery Comfort 12-kanałowa, DV12-300	50-300 µl	5128

Opis

Pipety gwarantujące dokładność, precyzję i bezpieczeństwo pracy. Specjalna blokada zapobiega przypadkowej zmianie nastawionej objętości. Dwie możliwości nastawiania objętości - pokrętkiem bądź przyciskiem pipetowania. Odporne na sterylizację za pomocą promieniowania UV oraz w pełni autoklawowalne (bez konieczności rekalkibracji po każdym cyklu autoklawowania). Obrótowa dolna część pipety pozwala na pipetowanie w różnych położeniach. Specjalny system miękkich sprężyn redukuje siłę potrzebną do zrzucenia końcówek, a także siłę wydmuchu. Każdy trzon pipety porusza się niezależnie, dodatkowo trzony nieco cofają się przy pobieraniu końcówek z pudełka, co zapobiega blokowaniu się końcówek. Pipety są idealnie dopasowane zarówno do dużych i małych dłoni, lekkie i ergonomiczne, co pozwala na znaczne zwiększenie komfortu pracy.